

2023年10月

お客様各位

株式会社 東機貿
株式会社 T K B

Dクリップ鉗子に関する

重 要 な お 知 ら せ

Peter Lazic 社製Dクリップ鉗子に関しまして、回収のご連絡をさせていただきます。
お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしましたして誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。本回収へのご理解、ご協力を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

【改修対象】

販売名 Dクリップ鉗子
商品名 ①アプライ&リムーブ鉗子 210mm
②アプライ&リムーブ鉗子 230mm

①カタログ番号：35.411、CP35.411
ロット番号：U587209、V589010、W591087、W591456
②カタログ番号：35.412、CP35.412
ロット番号：U587031

【回収理由】

海外製造元より、海外市場において当該製品使用時、鉗子からクリップが外れなくなる不具合報告を受領し、調査を行ったところ、同様の構造を持つ製品における事象発生の可能性が完全に否定できないため、対象製品の自主回収を実施することとしました。

尚、国内において本事象に関連する不具合・健康被害の報告は受けておりません。

【お願い】

準備が整い次第、当該製品を回収させていただきます。対象製品は、識別隔離の上、新たなご使用を控えていただきますよう、お願い申し上げます。

上記回収作業時に代替製品との入れ替えを行いますので、何卒ご了承頂けますようお願い申し上げます。

製品回収の際、「回収確認書」へのご署名をお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

販売元：株式会社 東機貿	ニューロ&スパイン製品部	Tel 03-5762-7347
	札幌営業所	Tel 011-789-6350
	仙台営業所	Tel 022-782-3216
	名古屋営業所	Tel 052-800-0073
	大阪支店	Tel 078-854-6027
	福山営業所	Tel 084-930-6311
	福岡支店	Tel 092-271-4695
製造販売元：株式会社 T K B	品質保証グループ	Tel 03-5762-3007
	安全管理室	Tel 03-5762-3077